

Instructions for use



Sanquin Reagents B.V.
Plesmanlaan 125
1066 CX Amsterdam
The Netherlands

Phone: +31 20 5123599
Fax: +31 20 5123570
Reagents@sanquin.nl
www.sanquin.org/reagents

Cellbind incubator

REF K7314

IVD CE

090_v01 09/2019 (sk)

Iba na profesionálne použitie

Referenčná príručka na rýchly začiatok k inkubátoru Cellbind

Prístroj by mali používať kvalifikované osoby len určeným spôsobom v bezchybnom technickom stave a za dôsledne dodržaných aktuálnych bezpečnostných noriem na prevenciu úrazov. Podrobné pokyny nájdete v používateľskej príručke Allsheng K37-24 a v návode na použitie nižšie uvedených výrobkov.

Všeobecné informácie

Inkubátor Cellbind sa používa na inkubovanie kariet s mikrokolónami. Pri používaní systému sa vyžaduje použitie reagentu PeliControl (REF K1379) aspoň jedenkrát denne. V prípade zlyhania testov kontroly kvality sa musí zistiť dôvod zlyhania. Laboratórne testy by sa nemali považovať za spoľahlivé, kým nie je problém vyriešený.

Preventívne opatrenia

Pozri návod na použitie vyššie uvedených výrobkov.

Nesprávne používanie a manipulácia môžu viesť k ohrozeniu života a končatiny používateľa alebo tretích strán a k poškodeniu stroja alebo iných hmotných aktív. Stroj sa má používať iba na určené použitie a iba v bezchybnom technickom a bezpečnom stave.

Reagencie

V kombinácii s inkubátorom Cellbind sa môžu používať tieto karty s mikrokolónami:

Cellbind Screen	REF K7000	CE
Cellbind Direct	REF K7011	CE
Cellbind Direct Type	REF K7012	CE

Návod na obsluhu

1 **Napájanie**
Napájanie na hlavnom spínači. Inkubátor je pripravený na prevádzku, keď sa zobrazí displej.

2 **Kontrolné prvky**



3 **Nastavenie času na časovači**

Stlačte „▲“ alebo „▼“, aby ste nastavili čas na časovači od 1 sekundy po 99 minút 59 sekúnd.

Stlačením „▲“ alebo „▼“ začne jednotka číslic blikať a môžete upraviť čas. Po 6 sekundách blikanie zmizne a ukončí sa rozhranie nastavenia.



4 **Nastavenie teploty**

Východiskové nastavenie je 37,0 °C.

5 **Spustenie a zastavenie**

Prístroj sa začne automaticky zohrievať podľa nastavenej teploty. Ľavým tlačidlom „START/STOP“ sa ovláda ľavý blok a pravým tlačidlom „START/STOP“ sa ovláda pravý blok.

6 Keď teplota ktoréhokoľvek bloku dosiahne 37,0°C, vložte kartu (karty) Cellbind do bloku, zatvorte viečko a stlačte tlačidlo „START/STOP“, aby sa spustilo časovanie bloku.

7 Keď časovač dosiahne hodnotu 0, zaznie alarm a na displeji sa zobrazí „OVER“ (SKONČENÝ). Pre návrat stlačte akékoľvek tlačidlo alebo stlačte tlačidlo „START/STOP“ na opakované spustenie časovača.

Návod na obsluhu

8 Časovač zastavíte stlačením tlačidla „START/STOP“ na 1 sekundu.

Interpretácia

Pozri návod na použitie vyššie uvedených výrobkov.

Obmedzenia

Pozri návod na použitie vyššie uvedených výrobkov.

Funkčnosť a účinnosť produktov od spoločnosti Sanquin sa zhoduje s informáciami uvedenými v návode na použitie od pôvodného výrobcu. Zásadným aspektom úspešnosti postupov je dôsledné dodržiavanie uvádzaných postupov, schém testovania a používanie odporúčaných reagensí a zariadení. Spoločnosť Sanquin sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti vyplývajúcej z akýchkoľvek súvisiacich odchýlok.